

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
Ταχ. Δ/ση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού 14
ΤΚ. 14564 Καλυφτάκη, Κηφισιά

Κηφισιά, 14.03.2024

Προς,
Γραφείο Προμηθειών

ΘΕΜΑ: Επικαιροποίηση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια «ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ» CPV: 24957000-7.

Η Επιτροπή σύνταξης επικαιροποιημένων τεχνικών προδιαγραφών αποτελούμενη από τους:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΠΙΝΙΑΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

- 1. ΠΑΛΙΑΤΣΑ ΕΥΘΥΜΙΑ**
- 2. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ**

η οποία ορίστηκε με την υπ' αριθ. 23.02.2024 (ΑΔΑ: 62Φ6469ΗΔΖ-Κ1Ε) Απόφαση του Διοικητή περί ορισμού μελών επιτροπής σύνταξης επικαιροποιημένων τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ» CPV: 24957000-7, σας υποβάλλει τις επικαιροποιημένες τεχνικές προδιαγραφές.

Η Επιτροπή

ΜΠΙΝΙΑΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΠΑΛΙΑΤΣΑ ΕΥΘΥΜΙΑ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ

ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

συσκευασία

1	AKETONH	1 lt
2	ALCIAN BLUE KIT	100 test
3	BUFFER TABLETS PH 6,8 BTX100	
4	CONGO RED KIT	100 test
5	CRYO FECT	200ml
6	CRYO-M-BED ΓΙΑ ΤΑΧΕΙΕΣ ΒΙΟΨΙΕΣ (ΖΕΛΕ ΕΓΚΛΕΙΣΗΣ ΙΣΤΩΝ ΣΕ ΚΡΥΟΣΤΑΤΗ)	100ml
7	CRYOSPRAY ΓΙΑ ΤΑΧΕΙΕΣ ΒΙΟΨΙΕΣ (ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΨΥΞΗ ΚΡΥΟΣΤΑΤΗ & ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ)	200ml
8	CRYSTAL VIOLET	5 lt
9	DPX MOUNTING FOR HISTOL.	500ml
10	ELASTICA kit (Weigert metodo rapido)	100 test
11	EOSIN SOLUTION ΑΛΚΟΟΛΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ 1%	5 lt
12	FORMALINE BUFFERED 10% NEUTRAL	10 lt
* 13	FORMALINE BUFFERED 10% NEUTRAL	5 lt
14	FUCHSIN ΦΙΑΛΗ TB CARBOL FUCHSIN REAGENT (ΦΟΥΞΙΝΗ)	2,5 lt
15	GRAM LUGOL SOLUTION PVP-STABILIZED	2500 ml
16	GS AZUR EOSIN METHYL BLUE SOL (GIEMSA). Για GIEMSA να έχει σύσταση ως ακολούθως: GS AZUR EOSIN METHYL BLUE και να χρησιμοποιείται αραιωμένη με νερό ώστε να αποδίδει όσο το δυνατόν περισσότερα πλακάκια	2,5 lt
17	GROCOTT KIT	100 test
18	HARRIS HAEMATOXYLIN	5 lt
19	IMMERSION OIL (nD1,515 -1,517)	500 ml
20	ISTOKIT-PERLS ΧΡΩΣΗ ΣΙΔΗΡΟΥ ΣΙΔΗΡΟΚΥΑΝΙΟΥΧΟ ΚΑΛΙΟ PERL's Kit	100 test
21	MASSON TRICHROM WITH ANILINE BLUE LIGHTGREEN ISTO KIT	100 test
22	MERCUROCHROME CUT.SOL.	50 ml
23	METHANOL ΑΝΥΔΡΗ (99,8 %) ANALYTICAL GRADE	2,5 lt ή 5 lt
24	MG EOSIN METHYLENE BLUES (MAY GRUNWALD SOLUTION). Για την MAY GRUNWALD να έχει σύσταση ως ακολούθως: MG EOSIN METHYLENE BLUE MODIFIED και να χρησιμοποιείται αναραιωτή για καλύτερα αποτελέσματα.	2,5 lt
25	MOUNTING MEDIUM (nD1,49 - 1,50)	500ml
26	MUCICARMINE SOUTHGATE STAIN KIT	100 test
27	MYELOTECK KIT	100 test
28	ORANGE GO6 SOL.	2,5 lt
29	ORCEIN KIT	100 test
30	PARAPLAST 56-57 ο C - (ΠΑΡΑΦΙΝΗ)	2 κλά
31	PAS D ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΧΡΩΣΗ	100 test
32	PAS-ALCIAN BLUE KIT	100 test
33	POLYCHROM EA31 SOLUTION	2,5 lt
34	POLYCHROM EA50	SOLUTION
35	POTASSIUM HEXACYANOFERRATE 3 aq.r	500 gramm.
36	RETICULIN KIT	100 test
37	SAFRANIN SOLUTION (ΣΑΦΡΑΝΙΝΗ)	500ml

38	SCHIFF SOLUTION	1 lt
39	SILVER STAIN MONTIFIED KIT pneumocysti	100 test
40	SILVER STAIN MONTIFIED KIT spirochetes -helicobacter	100 test
*41	XYLENE (ΞΥΛΟΛΗ ΔΙΑΛΥΜΑ)	5 lt
42	ZIEHL NEELSEN kit (for mycobacteria)	100 test
43	ΑΛΟΥΜΙΝΟΝΕΡΟ 8 % σε φιάλη πλαστική	1 lt
*44	ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΛΚΟΟΛΗ 99,9 %	5 lt
45	ΑΦΑΛΑΤΙΚΟ ΟΣΤΩΝ	5 lt
46	ΑΦΑΛΑΤΩΤΙΚΟ ΟΣΤΩΝ ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ	5 lt
47	ΒΑΖΕΛΙΝΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤ σε βάζο	100 γραμμαριων
48	BENZINΗ ΦΙΑΛ. (ANENERΓΟ)	450ml
*49	ΔΙΑΛΥΜΑ ΙΣΟΠΡΟΠΥΛΙΚΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ (Propanol-2)	5 lt
50	ΔΙΑΛΥΜΑ ΟΞΙΝΙΣΜΕΝΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ	5 lt
51	ΚΑΥΣΤΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ (NaOH)	1 kilogram
52	ΜΕΛΑΝΗ ΣΙΝΙΚΗ (TISSUE MARKING DYE) ΧΡΩΣΗ ΓΙΑ ΟΡΙΘΘΕΤΗ ΧΕΙΡ/ΚΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ	250ml
53	ΟΞΙΚΟ ΟΞΥ	1 lt
54	ΠΑΡΑΦΙΝΕΛΑΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ	500ml ή 1 lt
55	ΣΟΔΑ (Bicarbonete de soule)	350gr
56	ΤΑΛΚΗΣ POWDER	200 γραμμαριων
57	ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ 37%	1 lt
58	ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ/ΖΑΡΜΠΗ CUT.SOL.3%	1 lt

Σημείωση : τα είδη

*13 FORMALINE BUFFERED 10% NEUTRAL
*41 XYLENE (ΞΥΛΟΛΗ ΔΙΑΛΥΜΑ)
*44 ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΛΚΟΟΛΗ 99,9 %
*49 ΔΙΑΛΥΜΑ ΙΣΟΠΡΟΠΥΛΙΚΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ (Propanol-2)

θα πρέπει να είναι οποσδήποτε σε συσκευασία 5 lt, για να είναι συμβατά με την ιστοκινέττα MILESTONE LOGOS ONE

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΧΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΜΕ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΡΩΣΗΣ **MAY GRUNWALD - GIEMSA****

- 1 Να βάφουν επιχρίσματα ολικού αίματος και μυελού των οστών.
- 2 Να έχουν μεγάλη σταθερότητα κατά τη χρήση.
- 3 Να μην δημιουργούν ιζήματα και να μην απαιτούν διήθηση.
- 4 Το πρωτόκολλο χρώσης να είναι γρήγορο και απλό χωρίς να απαιτεί περαιτέρω υλικά (διαλύματα, ταμπλέτες κλπ) πλην νερού.

Η αξιολόγηση θα γίνει μαζί και στις 2 χρωστικές λόγω κοινού πρωτοκόλλου χρήσης το οποίο να κατατεθεί από την προσφέρουσα εταιρεία προς αξιολόγηση.

ΤΑΧΕΙΑ ΧΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
(ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ MAY GRUNWALD - GIEMSA)

- 1 Να αποτελείται από έτοιμα **για χρήση αντιδραστήρια**, Fix, Eosin και Blue **χωρίς επιπρόσθετα αναλώσιμα**.
- 2 Να είναι υποχρεωτικά πολλαπλής χρήσης, για εφαρμογές σε **επιχρίσματα αίματος, μυελικά επιχρίσματα ή παράσιτα στο αίμα** με διαφορετικά πρωτόκολλα διαφορικής διάγνωσης.
- 3 Τα αντιδραστήρια να είναι έτοιμα για χρήση, ελεύθερα φορμόλης (μη τοξικά) και να συμμορφώνονται με τους διεθνείς κανόνες υγείας και ασφάλειας για την διαχείριση των μολυσματικών αποβλήτων.
- 4 Η χρώση να είναι **υποχρεωτικά ταχεία** για παροχή κατεπείγουσας διάγνωσης, να απαιτεί μόνο αποστράγγιση των πλακιδίων μεταξύ των βημάτων και άμεσο ξέπλυμα για μερικά δευτερόλεπτα με δις απεσταγμένο νερό, **χωρίς να απαιτείται η χρήση ειδικών ρυθμιστικών διαλυμάτων ή βημάτων προετοιμασίας με αραιώσεις**.

Επιθυμητοί συνολικοί χρόνοι χρώσης

- | | |
|------------------------|----------|
| A) Επιχρίσματα αίματος | ≤ 15 sec |
| B) Επιχρίσματα Μυελού | ≤ 3 sec |
| Γ) Παράσιτα στο αίμα | ~1 min |

- 5 Η συσκευασία να είναι εργονομική, ευέλικτη, φιλική και να μην υπερβαίνει το 1 λίτρο ανα αντιδραστήριο.
- 6 Να υπάρχει διαθέσιμη και σε πρακτική συσκευασία των 100ml για χρήση κατά τις εφημερίες, με απευθείας εμβάπτιση των πλακιδίων στα φυαλίδια του kit.
- 7 Τα αντιδραστήρια να είναι σταθερά για τουλάχιστον 2 μήνες μετά το άνοιγμα της συσκευασίας, ώστε να διασφαλίζεται η αξιοπιστία της χρώσης.
- 8 Να διαθέτουν πιστοποιητικά σήμανσης CE, για In Vitro διαγνωστική χρήση.

Η Επιτροπή

ΜΠΙΝΙΑΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ



ΠΑΛΙΑΤΣΑ ΕΥΘΥΜΙΑ



ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ

